

# Savon antiseptique "Speed Soft"

Lavage hygiénique des mains



Le SAVON ANTISEPTIQUE "SPEED SOFT" est une formulation originale par sa composition et par son efficacité antimicrobienne.

## INDICATIONS

Savon antiseptique pour le lavage hygiénique des mains en milieu alimentaire et médical. Maintient l'hydratation de la peau et évite l'élimination des acides gras constitutifs. "SPEED SOFT" : Antiseptie rapide (30 sec) & respect de l'épiderme.

## MODE D'EMPLOI

- Se mouiller les mains et les avant-bras.
- Déposer une dose de SAVON ANTISEPTIQUE "SPEED SOFT" de 3 ml (2 pressions de pompe) dans le creux de la main.
- Se frotter les mains et les avant-bras pendant au moins 30 secondes.
- Rincer et sécher soigneusement.

## COMPOSITION QUALITATIVE

Aqua, Polyaminopropyl biguanide. Alkylpolyglycoside. PEG-150 distearate. Cocoamidopropylamine Oxide.

## DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES

- Solution incolore, limpide, légèrement visqueuse
- Densité à +20°C :  $1,009 \pm 0,007$  g/cc
- pH à +20°C :  $5,2 \pm 0,2$ .
- Viscosité à +20°C : 1000 à 1200 mPa.s
- Stockage : entre +5°C et + 35°C

## PROPRIETES MICROBIOLOGIQUES

Le SAVON ANTISEPTIQUE "SPEED SOFT" est conforme aux Normes européennes d'efficacité antimicrobienne.

- Bactéricide : NF EN 1040, Pr EN 12054, NF EN 1499

## PRECAUTIONS D'EMPLOI

Produit d'usage externe. Ne pas avaler. Conserver hors de la portée des enfants. En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste. En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin (si possible lui montrer l'étiquette). En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'emballage ou l'étiquette. Conserver dans un endroit frais.

## CONDITIONNEMENTS

- Carton de 4 Bidons de 5 Kg  
Réf : 1359034
- Carton 12 Poches souples Airless de 1 L  
Réf : 1359144
- Carton de 12 Flacons de 1 L pour distributeur 1000CS  
Réf : 1359096
- Carton de 3 Flacons de 1 L avec pompe twist  
Réf : 1359239
- Carton de 6 Flacons de 500 ml avec pompe twist  
Réf : 1359247



Pavé du Moulin  
59260 Lille - Hellemmes - FRANCE  
Tél : +3 33 20 67 67 67  
Fax : +3 33 20 67 67 68  
[www.anios.com](http://www.anios.com)